

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd101/Igsf2 Pour Elisa, Wb, If/Icc, Fc - Q93033

Numéro d'article: CM0007418

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD101/IGSF2 humain (V7, EWI-101). Validé pour ELISA, WB, IF/ICC, FC. Réactivité croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur la prolifération des lymphocytes T et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD101/IGSF2
Remarques/Alias	V7 ; IGSF2 ; EWI-101
Espèce	Humain
GenID	9398 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-410 du CD101/IGSF2 humain (NP_004249.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	ELISA, WB, IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q93033
Poids moléculaire protéique	115 kDa
Expédition	Sac de glace