

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd102 Pour Wb, Elisa - P35330

Numéro d'article: CM0019126



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CD102 murine (ICAM-2). Validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec la souris et le rat. La cible est une molécule d'adhésion cellulaire impliquée dans la migration des leucocytes et les réponses immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD102 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD102; Ly-60; Icam-2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3384
GeneID (Souris)	15896
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-222 de la CD102 murine (NP_034624.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P35330
Poids protéique	31kDa
Expédition	Sachet de glace