


Polymab® De Lapin Anti-CD102 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P13598

Numéro d'article: CM0007246



Introduction

Le PolymAb® anti-CD102 de lapin est adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Il reconnaît ICAM2 humaine, souris et rat, une molécule d'adhésion cellulaire de 30 kDa importante pour la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PolymAb® anti-CD102 de lapin
Remarques / Alias	CD102
Espèce	Humain/Souris
GeneID (Humain)	3384
GeneID	3384/15896
Immunogène	Protéine recombinante de CD102 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13598
Poids de la protéine	30KDa
Expédition	Sac de glace