

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd103 Pour Wb, Elisa - Q60677

Numéro d'article: CM0023887

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CD103 de souris (intègre alpha-E, alpha M290). Adapté aux applications Western blot et ELISA. Réagit avec la souris. Utile pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et l'immunité muqueuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD103 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD103 ; aM290 ; alpha-E1 ; A530055J10 ; alpha-M290
Espèce	Souris
Identifiant de gène	16407
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 191-385 de la CD103 de souris (NP_032425.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60677
Poids de la protéine	129 kDa
Expédition	Sac de glace