

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd105 Pour Wb, Elisa - Q63961

Numéro d'article: CM0022507

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin détecte spécifiquement le CD105 murin (Endogline, S-endogline). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, il cible un corécepteur de la signalisation TGF-bêta/BMP et un régulateur clé de l'angiogenèse, ce qui le rend adapté aux recherches en biologie vasculaire, en cancérologie et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD105 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Endo; CD105; S-endogline
Espèce	Souris
ID du gène	13805
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-581 du CD105 murin (NP_031958.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q63961
Poids moléculaire	70 kDa
Expédition	Sac réfrigérant