

Anticorps Monoclonal Anti-Cd105/Endogline Pour Elisa, Wb, Fc - P17813

Numéro d'article: CM0011081



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le CD105/Endogline humain, validé pour ELISA, WB, FC. Cible un régulateur de l'angiogenèse ; réagit spécifiquement avec l'endogline humaine, un corécepteur du TGF-bêta. Idéal pour la biologie vasculaire et la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD105/Endogline AcM de lapin
Remarques/Alias	END ; HHT1 ; ORW1
Espèce	Humain
GenelD	2022
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-337 du CD105/Endogline humain (NP_001108225.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	ELISA, WB, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P17813
Poids protéique	67kDa/70kDa
Expédition	Sac de glace