

Anticorps Monoclonal Anti-Cd105/Endogline Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17813

Numéro d'article: CM0002126



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-CD105/Endogline validé pour la détection de l'endogline humaine en WB, IHC-P et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse, la signalisation du TGF-beta et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD105/Endogline Rabbit mAb
Remarques/Alias	END; HHT1; ORW1; CD105/Endogline
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	2022
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la CD105/Endogline humaine (P17813).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P17813
Poids de la Protéine	71kDa
Expédition	Sachet de glace