

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd105/Endogline Pour Wb, Fc, Elisa - Q63961

Numéro d'article: CM0006319

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité dirigé contre le CD105/Endogline de souris, validé pour WB, FC et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse, les études de biologie vasculaire et l'analyse de la voie de signalisation TGF-bêta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD105/Endogline Lapin mAb
Remarques/Alias	Endo; CD105; S-endogline
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	2022
GeneID	13805
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-581 du CD105 de souris (NP_031958.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q63961
Poids moléculaire	70kDa
Expédition	Sac de glace