

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd105/Endogline Pour Wb Et Elisa - P17813

Numéro d'article: CM0029082



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CD105/Endogline humaine, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Adapté pour la recherche sur l'angiogenèse et les études sur les cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD105/Endogline
Remarques/Alias	END; HHT1; ORW1; CD105/Endogline
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2022
ID du gène	2022
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-337 de la CD105/Endogline humaine (NP_001108225.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P17813
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sachet de glace