


Anticorps Monoclonal Anti-Cd109 Pour Wb, Elisa - Q6Yhk3

Numéro d'article: CM0007329



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin cible le CD109 humain, une protéine membranaire cellulaire ancrée par GPI, pour le Western blot et l'ELISA. Il convient à l'étude de la modulation de la signalisation du TGF-bêta dans les kératinocytes, les cellules endothéliales et les plaquettes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD109 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CD109 ; CPAMD7 ; p180 ; r150 ; antigène CD109
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1024
GeneID	135228
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 223-462 du CD109 humain. (NP_598000.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q6YHK3
Poids de la protéine	74 kDa/152 kDa/159 kDa/161 kDa
Expédition	Sac de glace