

Anticorps Monoclonal Anti-Cd10/Mme Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08473

Numéro d'article: CM0004558



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD10/MME (Neprilysine) humain. Validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Adapté à l'étude de la dégradation des neuropeptides, de l'inactivation des peptides cardiovasculaires et à la recherche sur les antigènes tumoraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD10/MME Rabbit mAb
Remarques / Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4311
GeneID	4311
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52 à 750 de la CD10/MME humaine (NP_000893.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08473
Poids de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace