

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd10/Mme Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08473

Numéro d'article: CM0007559



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CD10/MME humain (néprilysine, CALLA). Validé pour WB, IHC-P, IF-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient à l'étude de la fonction de la néprilysine dans la dégradation des peptides, la régulation cardiovasculaire et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD10/MME
Remarques/alias	NEP ; SFE ; CD10 ; CALLA ; CMT2T ; SCA43 ; CD10/MME
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4311
ID du gène	4311
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52 à 750 de CD10/MME humain (NP_000893.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P08473
Poids de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace