

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd10/Mme Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08473

Numéro d'article: CM0029566



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD10/MME humain (CALLA, Neprilysine) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur le cancer, la neurodégénérescence et les hormones peptidiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin pAb CD10/MME
Remarques/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4311
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52-352 du CD10/MME humain (NP_000893.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08473
Poids moléculaire	86kDa
Expédition	Sac de glace