

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd112 Pour Wb, Elisa - P32507

Numéro d'article: CM0021652



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CD112 de souris (Nectin-2). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain. Modulateur de la signalisation des cellules T et de l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
N Nom du produit	CD112 Lapin pAb
Remarques/Alias	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvrl2; nectin-2; CD112
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	5819
ID de gène (Souris)	19294
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-345 de la CD112 de souris (NP_033016.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P32507
Poids moléculaire	57kDa
Expédition	Sac de glace