


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd115/Csf-1R Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P07333

Numéro d'article: CM0029127



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CD115/CSF-1R humain (récepteur du M-CSF). Adapté pour le WB, l'IF/ICC, l'IF-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Un outil essentiel pour les études en biologie des macrophages, en immunité innée et en recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD115/CSF-1R pAb de lapin
Remarques/Alias	FMS ; CSFR ; FIM2 ; GPSC ; HDLS ; C-FMS ; CD115 ; HDLS1 ; CSF-1R ; BANDDOS ; M-CSF-R ; CD115/CSF-1R
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1436
GenelD	1436
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 873-972 du CD115/CSF-1R humain (NP_005202.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07333
Poids moléculaire de la protéine	108 kDa
Expédition	Sac de glace