

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd116/Gm-Csfra Pour Wb Et Elisa - P15509

Numéro d'article: CM0006368



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD116/GM-CSFR α humain (CSF2RA, CDw116). Validé pour la WB et l'ELISA. Cible la sous-unité alpha du récepteur de faible affinité du facteur de stimulation des colonies de granulocytes et de macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD116/GM-CSFR α
Remarques/alias	GMR ; CD116 ; CSF2R ; SMDP4 ; CDw116 ; CSF2RX ; CSF2RY ; GMCSFR ; CSF2RAX ; CSF2RAY ; alphaGMR ; GMR-alpha ; GMCSFR-alpha ; GM-CSF-R-alpha ; CD116/GM-CSFR α
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1438
GeneID	1438
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-320 du CD116/GM-CSFR α humain (NP_006131.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P15509
Poids moléculaire	27 kDa/33 kDa/38 kDa/44 kDa/46 kDa/50 kDa
Expédition	Sac réfrigérant