

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd116/Gm-Csfr α Pour Wb, Fc, Elisa - P15509

Numéro d'article: CM0008225



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant dirigé contre le CD116/GM-CSFR α humain, la sous-unité alpha du récepteur du GM-CSF. Validé pour les applications Western Blot, Cytométrie en flux et ELISA avec réactivité humaine. Plusieurs isoformes de poids moléculaire détectées : 27-50 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD116/GM-CSFR α mAb Lapin
Remarques/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CD116/GM-CSFR α
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1438
ID de Gène	1438
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-320 du CD116/GM-CSFR α humain (NP_006131.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P15509
Poids de la Protéine	27kDa/33kDa/38kDa/44kDa/46kDa/50kDa
Expédition	Sac de glace