

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd117 Pour Wb, Elisa - P05532

Numéro d'article: CM0024414



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine CD117/c-Kit de souris (P05532), validé pour le WB et l'ELISA. Adapté pour l'étude de l'hématopoïèse, le maintien des cellules souches et la mélanogenèse dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD117 Rabbit pAb
Remarques/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	16590
GeneID	16590
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25 à 523 de la protéine CD117 de souris (NP_001116205.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05532
Poids de la protéine	109 kDa
Expédition	Sac de glace