

Anticorps Monoclonal Anti-Cd117/C-Kit Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10721

Numéro d'article: CM0012380



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le CD117/c-Kit humain (c-Kit, CD117, SCFR) pour Western blot, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Validé pour la recherche humaine en biologie des cellules souches, oncologie et troubles des mastocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD117/c-Kit AcM Lapin
Remarques/Alias	PBT ; SCFR ; C-Kit ; CD117 ; MASTC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3815
GeneID	3815
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 871-976 du CD117/c-Kit humain (NP_000213.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10721
Poids moléculaire protéique	110 kDa
Expédition	Sac de glace