

Anticorps Polyclonal Anti-Cd117/C-Kit Pour Wb Et Elisa - P10721

Numéro d'article: CM0026713



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine CD117/c-Kit (KIT), validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Adapté pour la recherche sur les cellules souches, le cancer et l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD117/c-Kit pAb de lapin
Remarques / Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	3815
GeneID	3815
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 867-976 de la protéine humaine CD117/c-Kit (NP_000213.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10721
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sachet isotherme