

Anticorps Polyclonal Anti-CD117/C-Kit Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10721

Numéro d'article: CM0014120



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD117/c-Kit pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris et le rat. Immunogène protéine recombinante. Utilisation en recherche en biologie des cellules souches, hématopoïèse, mélanogenèse et oncogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD117/c-Kit
Remarques/Alias	PBT ; SCFR ; C-Kit ; CD117 ; MASTC ; CD117/c-Kit
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3815
GeneID	3815
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-412 du CD117/c-Kit humain (NP_000213.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10721
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace