

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd117/C-Kit Pour Wb, Elisa - P05532

Numéro d'article: CM0007073



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la souris CD117/c-Kit (récepteur du facteur de croissance des cellules souches), validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour les études sur l'hématopoïèse, la biologie des cellules souches et la signalisation oncogénique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin CD117/c-Kit
Remarques/Alias	W ; Bs ; Fdc ; Ssm ; SC01 ; SC05 ; SOW3 ; CD117 ; c-KIT ; Tr-kit ; Gsfsc01 ; Gsfsc05 ; Gsfscow3 ; CD117/c-Kit
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	16590
GeneID	16590
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05532
Poids protéique	23KDa/109KDa
Expédition	Sac de glace