

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd117/C-Kit Pour Wb, Elisa - P10721

Numéro d'article: CM0006639



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD117/c-Kit de haute qualité validé pour WB, ELISA. Cible le récepteur KIT humain (P10721), clé dans la survie cellulaire, l'hématopoïèse, le maintien des cellules souches et la mélanogénèse. Idéal pour la recherche sur le cancer et les cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD117/c-Kit mAb Lapin
Remarques/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3815
GeneID	3815
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-520 du c-Kit humain (NP_000213.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10721
Poids moléculaire	110kDa
Expédition	Sac de glace