

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd117/C-Kit Pour Wb, Fc, Elisa - P05532

Numéro d'article: CM0006661



Introduction

mAb de lapin anti-CD117/c-Kit validé pour WB, FC, ELISA. Réagit spécifiquement avec la souris. Outil clé pour les études sur l'hématopoïèse, les cellules souches et le mélanome. SWISS : P05532.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD117/c-Kit de lapin
Remarques/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3; CD117/c-Kit
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3815
GeneID	16590
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-523 de CD117/c-Kit de souris (NP_001116205.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réaction croisée	Souris
SWISS	P05532
Poids de la protéine	109KDa/22KDa
Expédition	Sac de glace