

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd11A Pour Wb, Fc, Elisa - P24063

Numéro d'article: CM0008430

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD11a de souris validé pour le Western blot, la cytométrie en flux et l'ELISA ; réagit avec la souris et le rat. La cible est la chaîne alpha-L de l'intégrine de 128 kDa (LFA-1), impliquée dans l'adhésion des leucocytes et les fonctions immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD11a de lapin
Remarques/Alias	Cd11a ; LFA-1 ; Ly-15 ; Ly-21 ; (p180) ; LFA-1A
Espèce	Souris
GeneID (humain)	728642
GeneID	16408
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 149-340 de la CD11a de souris (NP_001240801.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P24063
Poids moléculaire	128 kDa
Expédition	Sac réfrigérant