

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd11A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P20701

Numéro d'article: CM0007090



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD11a validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît le CD11a humain (ITGAL) avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion des leucocytes et des interactions entre les cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-CD11a
Remarques/Alias	ITGAL ; CD11A ; LFA-1 ; LFA1A ; intégrine alpha-L ; CD11a
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3683
ID du gène	3683
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-340 du CD11a humain (NP_002200.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P20701
Poids moléculaire	119 kDa/128 kDa/134 kDa
Expédition	Sac réfrigérant