

Anticorps Monoclonal Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P20701

Numéro d'article: CM0002092



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le CD11a/LFA-1A/ITGAL humain (P20701), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour la recherche sur l'adhérence des leucocytes, la synapse immunitaire et la phagocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD11a/LFA-1A/ITGAL Lapin mAb
Remarques/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3683
GeneID	3683
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1071-1170 du CD11a/LFA-1A/ITGAL humain (P20701).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P20701
Poids Protéique	129kDa
Expédition	Sac de glace