

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal Pour Wb, Elisa - P20701

Numéro d'article: CM0021905



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CD11a/LFA-1A/ITGAL humain, validé pour WB et ELISA. Réaction croisée avec l'homme et le rat. Adapté pour l'étude de l'adhésion leucocytaire, des interactions entre cellules immunitaires et de la signalisation inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD11a/LFA-1A/ITGAL Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3683
ID du gène	3683
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-306 de CD11a/LFA-1A/CD11a/LFA-1A/ITGAL humain (NP_001107852.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P20701
Poids de la protéine	129 kDa
Expédition	Sac de glace