

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P20701

Numéro d'article: CM0019341



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant CD11a/LFA-1A/ITGAL humain. Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Adapté aux études sur l'adhésion des leucocytes et les cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD11a/LFA-1A/ITGAL
Remarques/alias	CD11A ; LFA-1 ; LFA1A ; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3683
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 340 de CD11a/LFA-1A/ITGAL humain (NP_001107852.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P20701
Poids moléculaire	129 kDa
Expédition	Sac réfrigérant