

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd11B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11215

Numéro d'article: CM0006617



Introduction

CD11b Rabbit mAb validé pour Western Blot (WB), IHC-P et ELISA. Adapté aux échantillons humains, cet anticorps cible l'intégrine alpha-M (ITGAM) impliquée dans l'adhésion des leucocytes et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD11b Rabbit mAb
Remarques / Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3684
GeneID	3684
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la protéine CD11b humaine (NP_000623.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11215
Poids de la protéine	127 kDa
Expédition	Sac de glace