

Polymab® Anti-Cd11C De Lapin Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P20702

Numéro d'article: CM0011092



Introduction

Le CD11c Rabbit PolymAb® est un anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'intégrine alpha-X humaine (CD11c), validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Il réagit avec l'humain et le singe cynomolgus, et est idéal pour l'étude de l'adhésion des monocytes et des réponses inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD11c Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	CD11C ; SLEB6
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	3687
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 311 et 410 de la CD11c humaine (NP_000878.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Singe cynomolgus
SWISS	P20702
Poids de la protéine	128 kDa
Expédition	Sachet de glace