

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-CD123 Pour Fc, Elisa - P26952

Numéro d'article: CM0004193

Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-CD123 (IL-3R α) pour les applications de cytométrie en flux et ELISA. Réagit avec le CD123 de souris ; immunogène recombinant correspondant au domaine extracellulaire. Idéal pour la recherche sur l'hématopoïèse et la signalisation des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD123 mAb Lapin
Remarques/Alias	CD123; SUT-1; CDw123
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3563
GeneID (Souris)	16188
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-331 du CD123 de souris (NP_032395.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P26952
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace