

Anticorps Monoclonal Anti-CD127/IL-7Rα () Pour Cytométrie En Flux - P16871

Numéro d'article: CM0004717



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le CD127/IL-7Rα humain, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît l'IL-7Rα humain et du singe cynomolgus. Idéal pour les études d'immunologie, de développement des cellules immunitaires et de cibles thérapeutiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain/Singe CD127/IL-7Rα mAb
Remarques/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3575
GeneID	3575
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-236 du CD127/IL-7Rα humain (NP_002176.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P16871
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace