

Anticorps Monoclonal Anti-Cd127/IL7R Pour Wb, If-P, Elisa - P16871

Numéro d'article: CM0003543



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin Anti-CD127/IL7R validé pour WB, IF-P, ELISA ; réactif avec CD127 humain, de souris et de rat. Idéal pour les études sur le développement des lymphocytes T et la signalisation des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD127/IL7R mAb de lapin
Remarques / Alias	ILRA ; CD127 ; IL7RA ; CDW127 ; IMD104 ; sIL-7R ; Inc-IL7R ; IL7Ralpha ; IL-7Ralpha ; IL-7R-alpha ; CD127/IL7R
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3575
GeneID	3575
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 300 et 400 de CD127/IL7R humain (P16871).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16871
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace