

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd127/IL7R Pour Wb, Elisa - P16871

Numéro d'article: CM0016320



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CD127 humain (sous-unité alpha du récepteur de l'IL-7), validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée chez la souris. Utile pour les études d'immunologie et de signalisation des récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD127/IL7R
Remarques/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Espèce	Humaine
GeneID	3575
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21 à 239 du CD127/IL7R humain (NP_002176.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	P16871
Poids moléculaire	52 kDa
Expédition	Sac réfrigérant