

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd13 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P97449

Numéro d'article: CM0020002

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CD13 de souris (Aminopeptidase N) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Impliqué dans le traitement des peptides et l'angiogenèse. Immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | CD13 Lapin pAb                                                                                                                   |
| Remarques/Alias      | Apn; AP-M; AP-N; Cd13; P150; CD13                                                                                                |
| Espèce               | Souris                                                                                                                           |
| GenelD               | 16790                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 69-966 de la CD13 de souris (NP_032512.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS                | P97449                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 109kDa                                                                                                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                     |