


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd130/Gp130 Pour Cytométrie En Flux - Q00560

Numéro d'article: CM0005084



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin haute spécificité dirigé contre le CD130/gp130 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Poids moléculaire cible de 102 kDa. Convient à la recherche sur la voie de signalisation de l'IL-6 et aux études sur les récepteurs de cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD130/gp130 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik; CD130/gp130
Espèce	Souris
Identifiant de gène (Humain)	3572
Identifiant de gène (Souris)	16195
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q00560
Poids de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac isotherme