


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd132 Pour Wb, Elisa - P34902

Numéro d'article: CM0021940



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la souris CD132 (IL-2RG, gammaC), validé pour WB et ELISA. Reconnaît le CD132 de rat. Convient pour les études de signalisation des cytokines et de recherche immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD132 Rabbit pAb
Remarques/Alias	gc ; p64 ; [g]c ; CD132 ; gamma(c)
Espèce	Souris
Identifiant du gène	16186
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-263 de la souris CD132 (NP_038591.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P34902
Poids protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace