


Anticorps Polyclonal Anti-Cd132/IL-2 R Gamma Pour Wb Et Elisa - P31785

Numéro d'article: CM0023829



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CD132/IL-2 R gamma humain (chaîne gamma commune). Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Convient à l'étude de la signalisation des récepteurs de cytokines et à la recherche sur les immunodéficiences primitives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CD132/IL-2 R gamma Lapin pAb
Remarques/Alias	P64; CIDX; IMD4; CD132; SCIDX; IL-2RG; SCIDX1; CD132/IL-2 R gamma
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3561
GeneID	3561
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290-369 du CD132/IL-2 R gamma humain (NP_000197.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P31785
Poids moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace