


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-CD132/IL-2 R Gamma Pour Wb, Elisa - P31785

Numéro d'article: CM0003428



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD132/IL-2 R gamma humain validé pour le transfert Western et l'ELISA, réagissant de manière croisée avec l'humain et la souris. Convient pour la recherche sur la chaîne gamma commune des récepteurs de cytokines, UniProt P31785.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD132/IL-2 R gamma
Remarques/Alias	P64 ; CIDX ; IMD4 ; CD132 ; SCIDX ; IL-2RG ; SCIDX1 ; CD132/IL-2 R gamma
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3561
GeneID	3561
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 du CD132/IL-2 R gamma humain (NP_000197.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P31785
Poids moléculaire protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace