

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-CD133 (Prom1) Pour Wb, Ip, If-P, Elisa - O54990

Numéro d'article: CM0005871

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CD133 validé pour WB, IP, IF-P, ELISA. Réagit avec la souris et le rat. Détecte la Prominine-1 d'environ 97 kDa, un régulateur clé de la différenciation cellulaire et de la morphogenèse des disques rétinien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD133
Remarques / Alias	Prom; AC133; CD133; Prom-1; Prom1; 4932416E19Rik
Espèce	Souris
GenelD (humain)	8842
GenelD	19126
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 107 de la protéine CD133 de souris (NP_001157049).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O54990
Poids de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace