

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd134 Pour Wb, Elisa - P47741

Numéro d'article: CM0019703

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CD134/OX40 de souris, validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec le rat. Idéal pour les études sur la voie de costimulation des lymphocytes T et l'immunité à long terme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD134 pAb de lapin
Remarques/Alias	Ox40; ACT35; CD134; Ly-70; Txgp1; TXGP1L
Espèce	Souris
GeneID	22163
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-211 de CD134 de souris (NP_035789.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P47741
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace