


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd137 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P20334

Numéro d'article: CM0007744



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD137 (4-1BB) de souris, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le récepteur costimulateur des lymphocytes T TNFRSF9 pour soutenir la recherche en immuno-oncologie et en biologie des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-CD137
Remarques/Alias	ILA ; Ly63 ; 4-1BB ; Cd137 ; CDw137 ; A930040I11Rik
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3604
GeneID	21942
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P20334
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Poche de glace