

Anticorps Monoclonal Anti-Cd138 Pour Cytométrie En Flux - K7Gnf5

Numéro d'article: CM0005491

Introduction

Anticorps monoclonal conjugué de Lapin anti-Porc CD138 (SDC1, syndécan-1) de haute qualité validé pour la cytométrie en flux chez le porc. Immunogène à base de protéine recombinante. Idéal pour l'étude de la biogenèse des exosomes, des interactions cellule-matrice et du développement dentaire. 32kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Porc CD138 mAb
Remarques/Alias	SDC1, syndécan-1
Espèce	Porc
GenelD (Humain)	6382
GenelD	100519770
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Porc
SWISS	K7GNF5
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace