

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd138/Syndecan-1 Pour Ihc-P, Elisa - P18827

Numéro d'article: CM0007267



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin détecte le CD138/Syndecan-1 humain, un protéoglycane de surface cellulaire. Convient aux applications IHC-P et ELISA dans le cadre de la recherche et du développement diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD138/Syndecan-1
Remarques/alias	SDC ; CD138 ; SYND1 ; syndécane ; CD138/Syndecan-1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	6382
Immunogène	Protéine recombinante de CD138/Syndecan-1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P18827
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace