

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd138/Syndecan-1 Pour Wb - P18827

Numéro d'article: CM0009802



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le CD138/Syndecan-1 humain (SWISS : P18827), validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche en DIV et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-CD138/Syndecan-1
Remarques/Alias	SDC ; CD138 ; SYND1 ; syndécane ; CD138/Syndecan-1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6382
ID du gène	6382
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23 à 254 du syndécane 1 humain (P18827)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P18827
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace