

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd138/Syndecan-1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P18827

Numéro d'article: CM0017893



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CD138/Syndecan-1 humain (UniProt P18827). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur les exosomes et la matrice.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin CD138/Syndecan-1
Remarques/Alias	SDC; CD138; SYND1; syndecane; CD138/Syndecan-1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6382
ID de gène	6382
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-240 du CD138/Syndecan-1 humain (NP_002988.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P18827
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace