

Anticorps Monoclonal Anti-Cd13/Anpep Pour Cf - P15144

Numéro d'article: CM0004751



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine humaine CD13/ANPEP, spécifiquement conçu pour des applications en cytométrie en flux (CF). L'immunogène couvre les acides aminés 69-967. Utile pour la recherche en immunologie et virologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Homme CD13/ANPEP mAb
Remarques / Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	290
GeneID	290
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 69-967 de la protéine humaine CD13/ANPEP (NP_001141.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15144
Poids de la protéine	110kDa
Expédition	Sac de glace