

Anticorps Monoclonal Anti-Cd13/Anpep Pour Cytométrie En Flux - P15144

Numéro d'article: CM0007994



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CD13/ANPEP humain (P15144), validé pour la cytométrie en flux. Cible une aminopeptidase à large spécificité impliquée dans la digestion des peptides, l'angiogenèse et l'entrée virale. Idéal pour l'immunophénotypage et les études fonctionnelles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD13/ANPEP humain
Remarques/Alias	APN ; AP-M ; AP-N ; CD13 ; LAP1 ; P150 ; PEPN ; hAPN ; GP150
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	290
GeneID	290
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 69-967 de CD13/ANPEP humain (NP_001141.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P15144
Poids moléculaire de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac réfrigérant