

Anticorps Monoclonaux Anti-Cd13/Anpep Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15144

Numéro d'article: CM0003107



Introduction

Anticorps monoclonaux de haute qualité ciblant le CD13/ANPEP humain, validés pour les applications WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la fonction de l'aminopeptidase N et les interactions hôte-virus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD13/ANPEP Lapin mAb
Remarques/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	290
ID de Gène	290
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 du CD13/ANPEP humain (P15144)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15144
Poids Protéique	110kDa
Expédition	Sac de glace